



## MANUAL: Ross TurnTable



Manual no: 00827 Ver 1 031001  
EAN nr: 73 31769 00278 7

## MANUAL: Ross TurnTable



Ross  
**TurnTable**



1.

**EN** **Intended usage:** Moving patient between wheelchair and bed/toilet chair  
**Placement:** Turntable is placed on the floor in front of the patient, see picture 1. Lock turntable when raising patient by placing the ball of your foot on the turntable and heel on the floor. The helper can control movement by pushing with the front of the foot and braking with the heel. Lock turntable when patient is to be sat down.  
**Maintenance:** Spin the turntable and check it turns smoothly. If movement is stiff it can be rinsed under a tap and after drying lubricate it with a white lithium grease between discs.  
**Max. load:** 135kg

**SE  
NO  
DK** **Avsedd/tiltænkt anvendning/anvendelse:** Förflyttning/overflyttelse mellan rullstol och säng/toalettstol/toiletstol.  
**Placering:** Vridplattan/drejepladen/dreieplaten läggs på golvet invid/ind mod/ved vårdtagaren/patienten, se bild 1. Lås vridplattan/drejepladen/dreieplaten vid uppresningen genom att placera fotbladet/fodbalen på vridplattan/drejepladen/dreieplaten och hälen/hælen i golvet. Vårdaren/hjælperen kan styra vridningen/drejningen genom att skjuta/skubbe på med främre/forreste delen av foten och bromsa/bremse med hälen/hælen. Lås vridplattan/drejepladen/dreieplaten när vårdtagaren/patienten skall sättas ned.  
**Kontroll av funktion/skötsel/vedligeholdelse:** Snurra på vridplattan/drejepladen/dreieplaten och se till att den glider runt. Om den snurrar trögt/langsamt kan den spolås/renses under kran/vandhanen och efter att den torkat/torret smörjs den in med vitt litiumfett mellan plattorna.  
**Max.load:** 135kg

**DE** **Vorgesehen für:** Umlagerung zwischen Rollstuhl und Bett/WC-Stuhl.  
**Plazierung:** Die Drehplatte auf den Fußboden neben die umzulagernde Person legen – siehe Abb. 1. Die Drehplatte mit dem Fuß (Ferse auf den Boden, Vorderteil auf der Platte) gegen Bewegung sichern und die Person aufrichten. Die Hilfsperson kann dann die Drehplatte durch vorsichtiges Schieben mit dem Fußvorderteil und Bremsen mit der Ferse in die gewünschte Stellung bringen. Beim Absetzen der Person die Drehplatte sichern.  
**Funktionskontrolle/Pflege:** Die Drehplatte muß sich leicht drehen lassen. Bei Schwergängigkeit die komplette Drehplatte unter Wasser abspülen und dann zwischen den beiden Platten mit weißem Lithiumfett schmieren  
**Max. Belastung:** 135kg



Ross Medical Equipment AB  
Box 5502 • Djupdalsvägen 30  
S-192 05 SOLLENTUNA  
SWEDEN

Tel: +46-8-594 773 33  
Fax: +46-8-594 773 44

Internet: www.romedic.com  
E-mail: office@romedic.com

